

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdk12 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Número de artículo: CM0006624



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CDK12 validado para aplicaciones IHC-P y ELISA. Reconoce el CDK12 humano, de ratón y de rata, una quinasa que regula la elongación de la transcripción y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK12 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51755
GeneID	51755
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-516 del CDK12 humano (NP_057591.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYV4
Peso Proteico	164kDa
Envío	Bolsa de hielo