

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Número de artículo: CM0018353



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK12 dirigido a la región N-terminal (aa 1-300).
Aplicaciones: WB, IHC-P, ELISA. Reactividad: humano, ratón, rata. Ideal para el estudio de la elongación de la transcripción y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK12 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51755
ID del gen	51755
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CDK12 humano (NP_057591.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NYV4
Peso molecular	164 kDa
Envío	Bolsa de hielo