

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk16 Para If/Icc, Elisa - Q00536

Número de artículo: CM0024831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK16 humano (PCTAIRE1, PCTK1) para IF/ICC y ELISA. Validado para reactividad cruzada con humano, peso objetivo 56kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK16 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5127
ID de Gen	5127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 277-496 del CDK16 humano (NP_006192.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00536
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo