

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk18 Para Wb Y Elisa - Q07002

Número de artículo: CM0023398

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la CDK18 humana (PCTK3/PCTAIRE3). Inmunógeno recombinante (aa 373-474). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de transducción de señales en células diferenciadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK18 Rabbit pAb
Notas/Alias	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
Especie	Humano
GenelD (humano)	5129
GenelD	5129
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-474 de la CDK18 humana (NP_002587.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q07002
Peso Molecular	54kDa
Envío	Bolsa de hielo