


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdk2 (Fosfo-T160) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0001781



Introducción

mAb de conejo Fosfo-CDK2-T160 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con CDK2 humano, de ratón y de rata; se dirige a T160 fosforilado; ideal para investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Fosfo-CDK2-T160
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T160 de CDK2 humano (NP_001789.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo