


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk2 (Validado Por Ko) Para Western Blot Y Elisa - P24941

Número de artículo: CM0003252



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDK2 (validado por KO) para western blot y ELISA. Reactividad confirmada con CDK2 humano, de ratón y de rata. Validado para estudios de knockout. Se dirige a la cinasa dependiente de ciclina 2 (P24941), un regulador maestro del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Inmunógeno	Péptido Sintético correspondiente a los aminoácidos 199-298 del CDK2 humano (P24941)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo