


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk2 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0022176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CDK2 endógeno (~30/34 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo celular, reparación del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-298 de CDK2 humano (NP_001789.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo