

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk20 Para Ihc-P Y Elisa - Q8Izl9

Número de artículo: CM0025559

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CDK20 validado para IHC-P y ELISA, que reacciona con humano y rata. Ideal para aplicaciones de investigación en ciclo celular, señalización Shh y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CDK20
Observaciones/Alias	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
Especies	Humano
GeneID (Humano)	23552
GeneID	23552
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la CDK20 humana (Q8IZL9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q8IZL9
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo