

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Número de artículo: CM0017007



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDK4 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con CDK4 humano y de ratón, una quinasa clave del ciclo celular que regula la transición G1/S. Ideal para la investigación del cáncer y estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMM3; PSK-J3; CDK4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1019
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-303 del CDK4 humano (NP_000066.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo