


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk5 [Validado Mediante Ko] Para Wb Y Elisa - Q00535

Número de artículo: CM0006925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado mediante KO dirigido contra CDK5, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Permite estudiar el desarrollo neuronal, la apoptosis y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK5 Rabbit mAb [Validado mediante KO]
Observaciones/alias	LIS7; PSSALRE; K5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1020
ID del gen	1020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 92-289 de CDK5 humano (NP_004926.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00535
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo