


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk5 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Número de artículo: CM0028533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CDK5 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce CDK5 humano, de ratón y de rata. Esencial para el desarrollo neuronal. Ideal para investigación sobre ciclo celular, apoptosis y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] CDK5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1020
GeneID	1020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 del CDK5 humano (NP_004926.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00535
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo