


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q00535

Número de artículo: CM0022581



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra CDK5 humano (quinasa dependiente de ciclina 5), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta CDK5 en muestras humanas, de ratón y rata, apoyando la investigación en el ciclo celular, neurogénesis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDK5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Especie	Humano
ID de Gen	1020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-289 del CDK5 humano (NP_004926.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00535
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo