

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdk5R1 Para Wb, Elisa - Q15078

Número de artículo: CM0006809



Introducción

mAb de conejo anti-CDK5R1 (p35) validado para WB/ELISA de humano, ratón, rata. Activador específico de neuronas de CDK5 implicado en el crecimiento de neuritas, la laminación cortical y la regulación del reloj circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDK5R1
Observaciones/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Especie	Humano
GeneID	8851
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del CDK5R1 humano (NP_003876.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15078
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo