

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk5R1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Número de artículo: CM0007597



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CDK5R1 (p35) adecuado para Western Blot, IF/ICC, IF-P y ELISA en Humano, Ratón y Rata. Ideal para la investigación en neurociencias sobre el crecimiento de neuritas y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK5R1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8851
GeneID	8851
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15078
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo