


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk5R1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

Número de artículo: CM0014153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CDK5R1 (p35) humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta el CDK5R1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización neuronal de CDK5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK5R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8851
GeneID	8851
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-307 del CDK5R1 humano (NP_003876.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15078
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo