

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk5Rap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sz6

Número de artículo: CM0024037

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CDK5RAP1 humana, una metiltio transferasa de ARNt mitocondrial esencial para la traducción proteica. Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK5RAP1 Rabbit pAb
Abreviaciones/Alias	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51654
ID del gen	51654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de la CDK5RAP1 humana (NP_057492.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SZ6
Peso proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo