


Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jb5

Número de artículo: CM0027852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK5RAP3 (C53/LZAP), generado con inmunógeno recombinante (aa 1-300). Validado en WB, IF/ICC, ELISA para humano, ratón, rata. Adecuado para estudios sobre ufmylación, reciclaje de ribosomas y regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK5RAP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80279
GeneID	80279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CDK5RAP3 humano (NP_788276.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96JB5
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo