


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk6 Para Wb Y Elisa - Q00534

Número de artículo: CM0002505



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CDK6 humano. Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la diferenciación. 37kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1021
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 227-326 del CDK6 humano (Q00534).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q00534
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo