


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk6 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q00534

Número de artículo: CM0009042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CDK6 humano (37 kDa), un regulador clave de la transición del ciclo celular G1/S. Validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Útil para estudios de oncología y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCPH12; PLSTIRE
Especie	Humano
GenelD (humano)	1021
GenelD	1021
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 227-326 de CDK6 humano (NP_001250.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q00534
Peso proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo