


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdk6 Para Wb - Q00534

Número de artículo: CM0014497



Introducción

pAb de conejo anti-CDK6 validado para WB en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra la quinasa 6 dependiente de ciclinas (37 kDa), un regulador clave del ciclo celular. Ideal para estudios de cáncer y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CDK6
Observaciones/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Especie	Humano
GeneID	1021 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-326 de CDK6 humano (NP_001250.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00534
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo