


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk8 Para Wb Y Elisa - P49336

Número de artículo: CM0011616



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la quinasa 8 dependiente de ciclina humana (CDK8). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del complejo Mediador y de la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CDK8 de conejo
Observaciones/Alias	K35; IDDHBA; CDK8
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1024
GeneID	1024
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la CDK8 humana (P49336).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49336
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo