

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdk9 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P50750

Número de artículo: CM0003075



### Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDK9 validado por KO detecta CDK9 humano, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para estudios de transcripción y expresión génica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo CDK9                                 |
| Observaciones/Alias | TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 1025                                                                                   |
| GeneID              | 1025                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 273-372 de la CDK9 humana (P50750) |
| Origen              | Conejo                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                    |
| SWISS               | P50750                                                                                 |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                         |