


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdk9 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50750

Número de artículo: CM0013666



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK9 humano para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CDK9 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en regulación de la transcripción y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK9 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Especie	Humano
GenelD (humano)	1025
GenelD	1025
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50750
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo