

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivw4

Número de artículo: CM0019603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDKL3 (NKIAMRE) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización de quinasas. UniProt Q8IVW4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDKL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NKIAMRE; CDKL3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51265
ID de gen	51265
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de CDKL3 humano (NP_001107047)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVW4
Peso proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo