

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn1A Para Wb, Elisa - P39689

Número de artículo: CM0022230

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDKN1A de alta calidad validado para WB y ELISA.

Reacciona con CDKN1A (p21) de ratón y rata, un inhibidor clave del ciclo celular. Ideal para la investigación del cáncer y el daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Especie	Ratón
GenelD (humano)	1026
GenelD	12575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-159 de CDKN1A de ratón (NP_031695.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P39689
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo