

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Número de artículo: CM0007224



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDKN1A/p21CIP1 (p21) humano. Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta una banda de 18 kDa; ideal para estudios del ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1A/p21CIP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo