


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P38936

Número de artículo: CM0012728



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDKN1A/p21CIP1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Reconoce dianas humanas y de ratón; ideal para estudios del ciclo celular y del daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] mAb de conejo contra CDKN1A/p21CIP1
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Especie	Humana
GeneID (humano)	1026
GeneID	1026
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P38936
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo