

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38936

Número de artículo: CM0015941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDKN1A/p21CIP1 para Western blot, IHC, IF y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del ciclo celular y la respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1026
GeneID	1026
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-164 del CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo