

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Número de artículo: CM0024830



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDKN1A/p21CIP1 humano (p21). Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta una banda a ~18 kDa. Ideal para investigación en cáncer y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1A/p21CIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1026
ID del Gen	1026
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo