


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Número de artículo: CM0017717



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDKN1B/p27KIP1, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina que regula la progresión del ciclo celular; esencial para la detención en G1. Adecuado para estudios de supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1B/p27KIP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1027
GeneID	1027
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de CDKN1B/p27KIP1 humano (NP_004055.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46527
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo