


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Número de artículo: CM0020067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CDKN1B/p27KIP1 humano (P46527). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CDKN1B/p27KIP1
Observaciones/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1027
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-198 de CDKN1B/p27KIP1 humano (NP_004055.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P46527
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo