

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Para Wb, Elisa - P49918

Número de artículo: CM0023382

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDKN1C/p57 Kip2 (inhibidor de cinasa dependiente de ciclina 1C), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN1C/p57 Kip2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1028
ID del Gen	1028
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 del CDKN1C/p57 Kip2 humano (NP_000067.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49918
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo