

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Para Wb - P49918

Número de artículo: CM0005958

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDKN1C/p57 Kip2 humano (inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 1C, P49918), validado para Western blotting y ELISA. Ideal para estudiar la detención del ciclo celular, la proliferación y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CDKN1C/p57 Kip2
Observaciones/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1028
ID del Gen	1028
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49918
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo