


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P42771

Número de artículo: CM0003255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad [Validado por KO] dirigido contra CDKN2A/p16INK4a humano (SWISS P42771). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, adecuado para aplicaciones de investigación del ciclo celular y supresor de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CDKN2A/p16INK4a mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
Especie	Humano
GeneID	1029
Inmunógeno	Péptido sintético inmunógeno. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 57-156 de CDKN2A/p16INK4a humano (P42771).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42771
Peso Proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo