


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P16Ink4A [Validado Ko] Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

Número de artículo: CM0011426



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CDKN2A/p16INK4a, validado para la confirmación de knockout (KO). Adecuado para WB, IF, IHC-P y ELISA en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] CDKN2A/p16INK4a mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Proteico	8-17 kDa
Envío	Bolsa de hielo