


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P19Arf Para Wb, Elisa - Q64364

Número de artículo: CM0007493



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDKN2A/p19ARF de ratón validado para WB y ELISA. Dirigido al supresor de tumores ARF, adecuado para investigación del ciclo celular, apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CDKN2A/p19ARF
Observaciones/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Especie	Ratón
GeneID (humano)	1029
GeneID	12578
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64364
Peso Proteico	19KDa
Envío	Bolsa de hielo