

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2A/P19Arf Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

Número de artículo: CM0006188

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CDKN2A/p19ARF de ratón (p19ARF). Para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100. Reacciona de forma cruzada con ratón. Peso molecular calculado: 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CDKN2A/p19ARF
Observaciones/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	1029
ID del Gen	12578
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del p19ARF de ratón (NP_034007.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64364-1
Peso Proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo