

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdkn2B Para Wb, Elisa - P42772

Número de artículo: CM0026581

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CDKN2B (P42772) validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CDKN2B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1030
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-138 de CDKN2B humano (NP_004927.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42772
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo