


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb, Elisa - P42773

Número de artículo: CM0016173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDKN2C/p18-INK4C, validado para Western blot y ELISA. Este anticuerpo reconoce el inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas, que regula la progresión del ciclo celular mediante su interacción con CDK6/CDK4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
Observaciones/alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Especie	Humana
GeneID (humano)	1031
GeneID	1031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-168 de CDKN2C/p18-INK4C humano (P42773)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P42773
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo