


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42773

Número de artículo: CM0020641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDKN2C/p18-INK4C, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo celular y estudios de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-168 de CDKN2C/p18-INK4C humano (NP_523240.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42773
Peso Molecular	18kDa
Envío	Bolsa de hielo