


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Para Wb - P42773

Número de artículo: CM0011179



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDKN2C/p18-INK4C, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce dianas de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de ciclo celular y cáncer. Inmunógeno recombinante, 18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] CDKN2C/p18-INK4C mAb de conejo
Observaciones/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de CDKN2C/p18-INK4C humano (P42773).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42773
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo