


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn2D Para Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Número de artículo: CM0028936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el CDKN2D humano (p19-INK4d) para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con el CDKN2D humano y de ratón. Ideal para investigación del ciclo celular y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN2D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Especie	Humano
GeneID (humano)	1032
GeneID	1032
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 del CDKN2D humano (NP_001791.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55273
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo