


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdkn3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16667

Número de artículo: CM0019319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDKN3 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano y Ratón. Ideal para estudios de regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDKN3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KAP; CDI1; CIP2; KAP1; CDKN3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1033
ID de Gen	1033
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16667
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo