

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdsn Para Wb, Elisa - Q15517

Número de artículo: CM0015097

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDSN de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para investigación sobre barrera epidérmica y piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDSN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1041
GeneID	1041
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la CDSN humana (NP_001255.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15517
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo