

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdx2 Para Wb Y Elisa - Q99626

Número de artículo: CM0003450



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido a la proteína CDX2 humana (Q99626). Validado para Western blot y ELISA; reacciona cruzadamente con la CDX2 de ratón. Ideal para estudios de epitelio intestinal, investigación de cáncer colorrectal y análisis de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDX2
Abreviaturas / Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1045
ID del gen	1045
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la CDX2 humana (Q99626)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99626
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo