

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdx2 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Número de artículo: CM0002453



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDX2 de alta calidad validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce el CDX2 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción homeobox clave en el desarrollo y diferenciación intestinal. Ideal para estudios de biología intestinal y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1045
ID de Gen	1045
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CDX2 humano (Q99626).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99626
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo