

Anticuerpo Policlonal Anti-Cdx4 Para Wb, Elisa - 014627

Número de artículo: CM0026259

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CDX4 humano, validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la función de la proteína homeobox en la regulación transcripcional del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb CDX4 Conejo
Observaciones/Alias	CDX4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1046
ID del Gen	1046
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 del CDX4 humano (NP_005184.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14627
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo