


Anticuerpo Policlonal Anti-Cdy1B Para Wb, Elisa - Q9Y6F8

Número de artículo: CM0016053



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDY1B humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta un modificador de cromatina específico de testículo con actividad histona acetiltransferasa; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en espermátogénesis y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDY1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDY; CDY1B
Especie	Humano
GeneID	253175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-320 de CDY1B humano (NP_001003895.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6F8
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo