

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdyl2 Para Wb Y Elisa - Q8N8U2

Número de artículo: CM0031091



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para la proteína 2 similar a la proteína Y del cromodominio (CDYL2/PCCP1). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación de proteínas nucleares y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CDYL2
Observaciones/Alias	PCCP1; CDYL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	124359
GeneID	124359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-230 de CDYL2 humano (NP_689555.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N8U2
Peso molecular de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo