

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) Para Wb, Elisa - P06731

Número de artículo: CM0018146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CEACAM5 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce el antígeno carcinoembrionario humano (CEA/CD66e), ~77 kDa. Ideal para la investigación del cáncer de colon y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CEACAM5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-685 del CEACAM5 humano (NP_001278413.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso Proteico	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo